

RepHresh® Vaginalgel

- Fjerner ubehagelig lukt
- Lindrer kløe og irritasjon
- Forebygger bakteriell vaginose
- Normaliserer pH og minsker risiko for vaginale infeksjoner

Læs bruksanvisningen nøye før bruk av RepHresh.

Advarsel Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med øyne eller ører. Konsulter din lege før du bruker RepHresh hvis du er gravid eller ammer. RepHresh er ikke et prevensjonsmiddel og inneholder ikke spermiedrepende stoffer. Stopp bruken av RepHresh hvis du opplever vaginal irritasjon. Kontakt din lege hvis symptomene ikke forsvinner. Oppbevares i romtemperatur (15-30°C).



RepHresh® Vaginalgel

- Eliminerer ubehagelig lukt
- Lindrer kløe og sveda
- Forebygger bakteriell vaginose
- Normaliserer pH og minskar risken for vaginale infeksjoner

Läs bruksanvisningen nogga innan du använder RepHresh.

Varningar och försiktighetsmått: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Undvik kontakt med ögon och öron. Om du är gravid eller ammar, konsultera din läkare innan användning. RepHresh är inget preventivmedel och innehåller inte spermiedödande medel. Avsluta behandlingen om du upplever irritation eller klåda i underlivet. Kontakta din läkare/gynekolog om symtomen kvarstår. Förvaras i rumtemperatur (15-30°C).



RepHresh® Vaginalgel

- Fjerner ubehagelig lukt
- Lindrer kløe og irritasjon
- Forebygger bakteriell vaginose
- Normaliserer pH og minsker risiko for vaginale infeksjoner

Læs denne instruktion grundigt inden brug af RepHresh.

Advarsel: Opbevares udenfor børns rækkevidde. Kom ikke i øjne eller ører. Konsulter din læge før du bruger RepHresh hvis du er gravid eller ammer. RepHresh er ikke et præventionsmiddel og indeholder ikke spermdræbende stoffer. Stop med at bruge RepHresh hvis du oplever vaginal irritation. Kontakt din læge hvis symptomer ikke forsvinder. Opbevar ved rumtemperatur (15-30°C).



Bruk av engangsapplikator
Viktig: BRUK ALDRI en applikator, hvis den er pakket ut eller emballasjen rundt applikatoren er ødelagt. Returner hele pakken til forhandleren.

Bruksanvisning

Viktig: ANVÄND INTE en applikator om emballaget är skadat eller saknas.

Anvendelse af engangsapplikator

Vigtigt: BRUG ALDRIG en applikator, hvis den er pakket ud eller emballagen om applikatoren er itu. Returner hele pakken til forhandleren.

1. Ta applikatoren ut av innpakningen. VENT med å fjerne hetten på dette tidspunktet. Ta godt fatt i den tykke enden av applikatoren. Rist den som et termometer for å sikre innholdet er i den tynde enden.



2. Knekk den lille tappen av og kast den.
3. Sitt opp eller ligg på ryggen med lett bøyde ben. Innfør forsiktig den tynde enden av applikatoren et godt stykke inn i skjeden.



4. Trykk på den tykke enden av applikatoren for å få gelen ut. Fjern applikatoren og kast den.



Bemerk: Applikatoren er designet for å dosere den anbefalte mengden av gel. Hvis du bruker den som anvist, vil det bli litt gel igjen i applikatoren etter bruk.



1. Ta ut applikatoren ur emballaget genom att riva av i perforeringen. Öppna INTE applikatorn ännu. Fatta tag om den tjockare delen av applikatoren och skaka den som en febertermometer så att gelen rinner ned i den smälare änden.



2. Bryt av applikatorns tunna spets och kassera den borttagna spetsen.
3. För in den tunnare delen av applikatoren i slidan. Du för lättast in applikatoren om Du sitter på huk eller ligger på ryggen med benen sårade.



4. Tryck hårt och snabbt på den tjockare delen så att gelen kommer in i slidan. Håll applikatoren intryckt när Du tar ut den och släng den därefter.



Notera: Applikatoren är utformad så att rätt mängd gel förs in i slidan. Efter användning kommer det normalt att finnas kvar en liten mängd gel i applikatoren.



1. Tag applikatoren ud af indpakningen. Fjern IKKE hæften på dette tidspunkt. Tag godt fat i den tykke ende af applikatoren. Ryst den som et termometer for at sikre at indholdet er i den tynde ende.



2. Knæk den lille tab af og smid den ud.
3. Sid op eller lig på ryggen med let bøjede ben. Indfør forsigtigt den tynde ende af applikatoren et godt stykke ind i skeden.



4. Tryk på den tykke ende af applikatoren for at få gelen ud. Fjern applikatoren og smid den ud.



Bemærk: Applikatoren er designet til at dosere den anbefalede mængde af gel. Hvis du bruger den som anvist, vil der blive en lille smule gel tilbage i applikatoren efter brug.



SPØRSMÅL OG SVAR

Howdan vet jeg at jeg har bakteriell vaginose?

Det er best å få din lege til å undersøke den vaginale utfloden for å stille en diagnose. Alminnelige symptomer er en gråhvit utflod, en øket pH verdi i vagina >4,7, illeluktende utflod og tilstedeværelse av bakteriebelagte epitelceller, når utfloden undersøkes i mikroskop.

Hva gjør RepHresh i forhold til bakteriell vaginose? (BV)

De uønskede bakteriene, som forårsaker BV, vokser hurtigere når pH i skjeden øker. RepHresh normaliserer pH for pasienter med BV og skaper dermed et sunt miljø i skjeden. RepHresh forhindrer samtidig hormonet interleukin-6 i å øke. Interleukin-6 menes å være et viktig hormon i forbindelse med for tidlig fødsel. Innholdsstoffene i RepHresh hefter seg til de vaginale cellene i 3 dager, noe som forhindrer uønskede bakterier i å hefte seg til disse vaginale celler. Dermed støttes "gode" bakterier som lactobacillus i å hefte seg på. Alt dette hjelper kroppen til å rette opp på ubalansen og bli kvitt BV. Fortsatt bruk av RepHresh vil være med til å forebygge at BV utvikler seg på nytt.

Er RepHresh vaginal gel sikker å bruke?

Ja, innholdsstoffene i RepHresh har vært brukt i årevis i medisinske produkter av tusenvis av kvinner i hele verden. RepHresh inneholder ikke parfyme, farge, el.

Er det solet å bruke RepHresh?

Nei, mengden av RepHresh, som anvendes pr. gang, er veldig liten. Gelen binder seg til skjedeveggen og blir der i minst 3 dager.

Hva skjer med RepHresh etter 3 dager?

RepHresh hefter til slimhinnen i skjeden. Når cellene i slimhinnen avstøtes naturlig, for å bli erstattet av nye celler, skylls RepHresh vekk sammen med disse. For de fleste kvinner kommer det ut litt av gangen sammen med den normale vaginale sekresjon, noe som oftest ikke merkes.

Kommer det utflod når man bruker RepHresh?

Noen kvinner merker utflod etter bruk av RepHresh. Dette er et normalt resultat av den kontinuerlige fornyelsesprosessen i skjeden, hvor gamle celler avstøtes og erstattes av nye. RepHresh fremmer denne fornyelsesprosessen og etterlater slimhinnen bløtere og smidigere.

Kan jeg bruke RepHresh under menstruasjon?

Ja, men det er ikke å foretrekke. Gelen kan blande seg med blodet og danne klumper, noe som kan være ubehagelig. Det er best å bruke RepHresh umiddelbart før menstruasjonen begynner, så den kan hefte seg på slimhinnen før blødningen starter.

Forstyrrer RepHresh seksuell aktivitet?

Nei, RepHresh kan brukes uten å ta hensyn til samleie og vise versa. Gelen vil bli på plass og fortsette med å sikre et sunt pH nivå i skjeden. Da RepHresh også kan fungere som et glidemiddel, kan den reelt hjelpe i forbindelse med seksuell aktivitet.

Når er det best å bruke RepHresh?

Du kan bruke RepHresh når som helst, vi anbefaler ikke å bruke

VANLIGE FRÅGØR

Hur fungerar RepHresh?

RepHresh återställer pH till en normal nivå och skapar en hälsosam miljö i underlivet. Innehållet i RepHresh fäster vid de vaginala epitelcellerna under 3 dagar, vilket förhindrar "dåliga" bakterier från att få fäste och samtidigt gör det lättare för "goda" bakterier, såsom lactobacillus, att etablera sig. Allt detta hjälper kroppen att komma i balans och bli av med de vaginala besvären. Regelbunden användning hjälper till att förhindra återkommande besvär.

Är det säkert att använda RepHresh?

Ja, de innehållsämnen som finns i RepHresh har använts under många år i medicinska produkter av tusentals kvinnor världen över. RepHresh är inte parfymrad och innehåller inte några doftämnen, färgämnen, deoderanter eller läkemedel.

Är det kladdigt att använda RepHresh?

Nej. Mängden RepHresh som tillförs vagina vid en applikation är liten. RepHresh fäster vid cellerna i slidväggen och sitter kvar under minst 3 dygn.

Vad händer med RepHresh efter 3 dygn?

RepHresh fäster vid epitelcellerna i slidan. När dessa celler naturligt stöts bort för att ersättas med nya celler försvinner även RepHresh. Hos de flesta kvinnor försvinner RepHresh lite i taget i samband med den normala vaginala sekretionen, vilken man vanligen inte ens märker.

Kan RepHresh orsaka flytningar?

Vissa kvinnor kan få lätta flytningar efter att ha använt RepHresh. Detta är helt normalt och beror på att döda ytceller i slidan lossnar och förs ut då de ersätts med nya celler. RepHresh intensifierar nybildandet av celler och bidrar till att slimhinnan blir mjukare och smidigare.

Kan jag använda RepHresh när jag har mens?

Ja, men det är inte att rekommendera. Gelen kan fästa vid blod och skapa ubehagliga klumpar. Det är bättre att ta RepHresh just innan din menstruation så att gelen hinner fästa vid slidväggen innan mensens startar.

Har RepHresh någon inverkan på sexuell aktivitet?

Nej. RepHresh kan användas oavsett sexuell aktivitet. Gelen kommer att sitta kvar och fortsatt hjälpa till att upprätthålla pH-balansen i slidan. Eftersom RepHresh även har en smörjande effekt kan den till och med vara till hjälp vid sexuell aktivitet.

När är det bäst att använda RepHresh?

Du kan använda RepHresh när som helst men det rekommenderas inte då du har mens.

Kan RepHresh användas tillsammans med kondom?

Ja. RepHresh påverkar inte säkerheten vid användning av kondom.

Vilka möjliga biverkningar kan förekomma?

Om du upplever sveda i underlivet i samband med användandet av RepHresh ska du avbryta behandlingen. Om symtomen fortsätter

SPØRGSMÅL OG SVAR

Howdan ved jeg at jeg har bakteriell vaginose?

Det er bedst å få din lege til å undersøke det vaginale utflåd for å stille diagnosen. Alminnelige symptomer er et grå/hvit utflåd, en øket pH verdi i vagina >4,7, ildelugtende utflåd og tilstedeværelsen av bakteriebelagte epitelceller, når utflådet undersøkes i mikroskop.

Hvad gør RepHresh i forhold til bakteriell vaginose?

De uønskede bakterier, der forårsager BV, vokser hurtigere når pH i skeden stiger. RepHresh normaliserer pH for patienter med BV og skaber dermed et sundt miljø i skeden. RepHresh forhindrer samtidig hormonet interleukin-6 i at stige. Interleukin-6 menes at være et væsentligt hormon i forbindelse med udvikling af for tidlig fødsel. Indholdsstofferne i RepHresh hefter sig til de vaginale celler i 3 dage, hvilket forhindrer uønskede bakterier i at hefte sig til disse vaginale celler. Dermed støttes "gode" bakterier som lactobacillus i at hefte sig på. Alt dette hjælper kroppen til at rette op på ubalancen og slippe af med BV. Fortsatt bruk av RepHresh vil være med til å forebygge tilbakevendende af BV.

Er RepHresh vaginal gel sikker at bruke?

Ja, innholdsstoffene i RepHresh har vært brukt i årevis i medisinske produkter av tusenvis av kvinner i hele verden. RepHresh indeholder ikke parfume, farge, deodorizers eller medicin.

Grisser det at bruke RepHresh?

Nei, mengden av RepHresh, der anvendes pr. gang, er meget lille. Gelen binder til skedeveggen og bliver der i minst 3 dage.

Hvad sker der med RepHresh efter 3 dage?

RepHresh hefter til slimhinden i skeden. Når cellerne i slimhinden afstødes naturligt, for at blive erstattet af nye celler, falder RepHresh væk sammen med disse. For de fleste kvinder kommer det ud lidt ad gangen sammen med den normale vaginale sekresjon, der som oftest ikke bemærkes.

Kommer der utflåd når man bruger RepHresh?

Nogle kvinder bemærker utflåd efter brug af RepHresh. Dette er et normalt resultat af den kontinuerlige fornyelsesproces i skeden, hvor gamle celler afstødes og erstattes af nye. RepHresh fremmer denne fornyelsesproces og efterlader slimhinden mere blød og smidig.

Kan jeg bruge RepHresh under menstruation?

Ja, men det er ikke at foretrække. Gelen kan hefte på blodet og danne klumper, hvilket kan være ubehageligt. Det er bedst at bruge RepHresh umiddelbart før din menstruation begynder, så den kan hefte på slimhinden, før blødningen starter.

Forstyrrer RepHresh sexuel aktivitet?

Nej, RepHresh kan bruges uden hensyntagen til samleje og vise versa. Gelen vil blive på plads og fortsætte med at sikre et sundt pH niveau i skeden. Da RepHresh også er et glidemiddel, kan den reelt hjælpe i forbindelse med sexuel aktivitet.

Hvornår er det bedst at anvende RepHresh?

Du kan anvende RepHresh når som helst, dog anbefaler vi ikke at

RepHresh under menstruasjon.

Kan RepHresh brukes sammen med kondom?
Ja, RepHresh vil ikke endre effektiviteten av kondomet.

Hvilke mulige bivirkninger kan forekomme?

Oppløper du en sviing i skjeden skal du avbryte behandlingen. Hvis symptomet fortsetter etter avsluttet behandling bør du kontakte lege. I noen tilfeller, kan du oppleve utflod etter dosering med RepHresh. Utfloden er et resultat av en kontinuerlig fornyelsesprosess i skjeden. Gjennom denne prosessen blir gamle celler erstattet med nye. RepHresh bidrar til å vitalisere denne prosessen. Resultatet er at skjeden slimhinne blir mykere og mer robust.

Er RepHresh en krem?

Nei, RepHresh er en klar vaginalgel, som leveres i en engangsapplikator. Dette gjør at man slipper griseri som en applisering med vaginalkrem kan innebære.

Innholdsstoffer: destilert vann glycerin, polycarbophil, Carbomer homopolymer type B, ethylparaben sodium, methylparaben sodium, propylparaben sodium, sodiumhydroxide.

Fjerner ubehagelig lukt

Når pH i skjeden er i ubalanse kan mikroorganismer som gir vondtluktende utflod utvikles. Du kan motvirke dette gjennom å anvende RepHresh hver tredje dag.

Et flertall faktorer kan forårsake ubalanse i skjeden pH.

Noen av de vanligste er;

- Menstruasjon
- Sex uten kondom
- Bad og dusjing
- Intimprodukter slik som sprayer og parfymerte bind
- Hormonelle forandringer under f.eks graviditet og overgangsalder

RepHresh er ikke et prevensjonsmiddel og inneholder ikke spermnedrepende stoffer.

Forebygging av Bakteriell vaginose

Studier viser at bakteriell vaginose ofte opptrer når pH i skjeden er i ubalanse eller ligger utenfor det normale intervallet. Gjennom å opprettholde en normal pH i skjeden kan du minske risikoen for å få bakteriell vaginose.

En applisering i skjeden hver tredje dag når noen av de pH-økende årsaker som nevnt ovenfor foreligger. Når RepHresh brukes hver tredje dag normaliseres pH-balansen. En applisering med RepHresh vaginalt kan opprettholde skjeden normale pH i 3 døgn eller mer.

Typer av vaginal infeksjon

Konsulter din lege, hvis du har mistanke om at du har en vaginal infeksjon. De to mest alminnelige former for vaginal infeksjon er BV og soppinfeksjon. BV er den oftest forekommende form for vaginal infeksjon. Nesten halvdel av alle vaginal infeksjoner diagnostiseres som BV, mens ca. 29% av infeksjoner diagnostiseres som soppinfeksjoner. Det er vanlig, at kvinner forveksler de to typene.

KONSULTER UMIDDELBART DIN LEGE HVIS DU HAR FØLGENDE SYMPTOMER

Det kan være visse vaginale lukter, som kan indikere andre problemer. Konsulter din lege, hvis du merker en lukt, som du ikke gjenkjenner, eller hvis du opplever utflod, smerte, ubehag eller andre symptomer som bekymrer deg.

BV er den mest alminnelige form for vaginal infeksjon. BV er en alvorlig risikofaktor ved graviditet og kan føre til for tidlig fødsel, lav fødselsvekt og postpartumendometritis (infeksjon i livmoren). BV er også blitt forbundet med underlivsbetennelse, cervicitis (infeksjon i skjeden), urinveisinfeksjon og en økt risiko for å få seksuelt overførbare sykdommer som klamydia og trichomonas.

BV gir ofte rikelig med gråhvitt utflod og en ubehagelig fiskelukt, som kan forverres etter samleie. Mange beskriver utfloden som yoghurt-aktig.

Soppinfeksjon kan være meget ubehagelig. Symptomene er ofte kløe og en brennende/sviende fornemmelse i skjeden og ved kjønnsleppene, en hvit utflod som ligner cottage cheese, smerte under samleie og hevelse av kjønnsleppene.

 P.Q.S. Medical B.V.
P.O. Box 36
NL-1180 AA Amstelveen
The Netherlands

Produsent:
Lil' Drug Store Products, Inc.
1201 Continental Place NE
Cedar Rapids, IA 52402 USA

Nordisk distributør: Medlite AS
Pb 288, 3081 Holmestrand, Norge
Tel: +47 33 09 62 12
Faks: +47 33 09 62 13
e-mail: post@medlite.no

Kontakt i Sverige: CampusPharma AB
Tel: 031-20 50 20, info@campuspharma.se

Kontakt i Danmark: Props and Pearls Aps
Telefon 35251440, info@propsandpearls.com

RepHresh er et registrert varemerke eiet av Lil' Drug Store Products, Inc.
U.S. Patent 5,474,768; 5,968,500; 6,017,521;
©2009 Produsert i Storbritania

CE 0120

etter avslutad behandling bør du kontakta din lækare. I vissa fall kan du uppleva flytningar när du använder RepHresh. Dessa flytningar beror på förnyelseprocessen av celler i slidans slemhinna, där gamla celler kontinuerligt byts ut mot nya. RepHresh bidrar till att vitalisera denna process vilket resulterar i att slidans slemhinna blir mjukare och smidigare.

Är RepHresh en kräm?

Nej, RepHresh är en klar vaginalgel som är förpackad i en engångsapplikator vilket gör att man slipper det kladd som applicering av en vaginal kräm kan innebära.

Innehåll: renat vatten glycerin, polykarbofil, Carbomer homopolymer type B, etylparabennatrium, metylparabennatrium, propylparabennatrium och natriumhydroxid.

Eliminera obehaglig lukt och lindra klåda och irritation

När slidans pH är i obalans kan mikroorganismer som ger illaluktande flytningar utvecklas samtidigt som besvär av klåda och irritation kan uppstå. Du kan motverka detta genom att använda RepHresh var tredje dag.

Ett flertal faktorer kan orsaka obalans i slidans pH.

Några av de vanligaste är;

- Menstruation
- Sex utan kondom
- Bad och duschande
- Intimprodukter såsom sprayer och parfymerade bindor
- Hormonella förändringar under t.ex graviditet och klimakterium

RepHresh är inget preventivmedel och innehåller inte spermiedödande medel.

Forebygginge av Bakteriell Vaginos

Studier visar att bakteriell vaginos ofta uppträder när pH i slidan är i obalans eller ligger utanför det normale intervallet. Genom att upprätthålla ett normalt pH i slidan kan du minska risken att drabbas av bakteriell vaginos.

En applicering i slidan var tredje dag när någon av de pH-höjande orsaker som nämnts ovan foreligger. När RepHresh används var tredje dag återställs pH-balansen. En enda applikation med RepHresh vaginalt kan upprätthålla pH i slidan vid normal nivå under 3 dygn eller mer.

Hur vet jag om jag har bakteriell vaginos?

Det bästa är att låta din gynekolog undersöka den vaginala flytningen för att ställa en diagnos. Vanliga symptom är gråvita flytningar, förhöjd pH-nivå >4,7, illaluktande flytningar och förekomsten av "clue cells" när flytningen undersöks i mikroskop.

Olika typer av Vaginala infektioner

Kontakta din läkare/gynekolog om du misstänker att du har en vaginal infektion. De två vanligaste typerna av vaginala infektioner är bakteriell vaginos och svampinfektion. Bakteriell vaginos är den vanligast förekommande vaginala infektionen. Nästan hälften av alla vaginala infektioner klassificeras som bakteriell vaginos medan cirka 29% klassificeras som svampinfektioner. Det är vanligt att man förväxlar de två typerna av infektioner.

KONTAKTA DIN LÄKARE/GYNEKOLOG OM DU HAR NÅGOT AV FÖLJANDE SYMPTOM.

Vissa vaginala lukter kan vara tecken på andra vaginala problem. Var noga med att kontakta din läkare/gynekolog om du har en vaginal lukt som du inte känner igen, om du får ovanliga flytningar, smärta, obehag eller andra symptom som oroar dig.

Bakteriell vaginos (BV) är den vanligaste formen av vaginal infektion. BV anses vara en viktig risikofaktor vid graviditet och kan leda till förtidig födsel, låg födelsevikt och postpartum endometritis (infektion i livmodern). BV har också kopplats samman med bäckenbotteninflammation, cervicitis (inflammation i livmodertappen), urinvägsinfektion och högre risk att drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar såsom Klamydia och Trichomonas.

Bakteriell vaginos visar sig vanligen som en gråvit illaluktande flytning där lukten påminner om skäm fisk. Lukten kan vara särskilt påtaglig efter mens eller samlag. Flytningarna beskrivs av många som yoghurtlika eller segflytande.

Svampinfektioner kan vara mycket obehagliga. Symtomen visar sig vanligen som klåda och sveda i slidan och runt de yttre könsorganen (vulva), vita flytningar som kan likna keso, smärta vid samlag och svullnad av vulva.

 P.Q.S. Medical B.V.
P.O. Box 36
NL-1180 AA Amstelveen
The Netherlands

Tillverkare:
Lil' Drug Store Products, Inc.
1201 Continental Place NE
Cedar Rapids, IA 52402 USA

Nordisk distributör: Medlite AS
Pb 288, 3081 Holmestrand, Norge
Tel: +47 33 09 62 12 Faks: +47 33 09 62 13
e-mail: post@medlite.no

Kontakt i Sverige: CampusPharma AB
Tel: 031-20 50 20, info@campuspharma.se

Kontakt i Danmark: Props and Pearls Aps
Telefon 35251440, info@propsandpearls.com

RepHresh är ett registrerat varumärke ägt av Lil' Drug Store Products, Inc.
U.S. Patent 5,474,768; 5,968,500; 6,017,521;
©2009 Tillverkati i Storbritannien

CE 0120

anvende RepHresh under din menstruation.

Kan RepHresh anvendes samtidigt med kondom?
Ja, RepHresh vil ikke ændre effektiviteten af kondom.

Hvilke mulige bivirkninger kan der komme?

Oplever du svien i skeden skal du afbryde behandlingen. Hvis symptomet fortsætter efter afsluttet behandling bør du kontakte din læge. I nogle tilfælde kan du opleve udfåd efter docering med RepHresh. Dette udfåd er et resultat af en kontinuerlig fornyelsesproces i skeden. Gennem denne proces bliver gamle celler erstattet med nye. RepHresh bidrager til at vitalisere denne proces. Resultatet bliver at skedens slimhinde bliver blødere og mere robust.

Er RepHresh en creme?

Nej, RepHresh er en klar vaginalgel, der leveres i en engangsapplikator, hvilket betyder, at du er fri for, at det grisser som ved vaginalcreme.

Innholdsstoffer: destileret vand glycerin, polycarbophil, Carbomer homopolymer type B, ethylparaben sodium, methylparaben sodium, propylparaben sodium, sodiumhydroxide.

Fjerner vaginale lugtgener

Når pH værdien i skeden er ude af balance, kan lugt-skabende mikroorganismer blomstre. For langvarig friskhed, brug RepHresh hver 3. dag.

Mange faktorer kan forårsage ubalanceret pH. Nogle af de mest almindelige årsager er;

- Menstruation
- Sex uden kondom
- Badning
- Hygiejneprodukter som sprays og parfumerede trusseindlæg
- Hormonelle forandringer, f.eks i forbindelse med graviditet og overgangsalder

RepHresh er ikke et præventionsmiddel og indeholder ikke spermdræbende stoffer.

Forebyggelse af BV

Studier viser, at BV ofte forekommer, når den vaginale pH er ude af balance eller uden for almindeligt niveau. Ved at vedligeholde en sund pH værdi i skeden, kan du være med til at mindske risiko for BV.

En applikator hver 3. dag. Når RepHresh bruges hver 3. dag hjælper gelen med at holde en sund pH-værdi i skeden. En enkel applikation af RepHresh vaginal gel kan holde den vaginal pH indenfor det ønskede niveau i 72 timer eller længere.

Typer af vaginal infektion

Konsulter din læge, hvis du har mistanke om, at du har en vaginal infektion. De to mest almindelige former for vaginal infektion er BV og svampeinfektion. BV er den oftest forekommende form for vaginal infektion. Nesten halvdel af alle vaginale infektioner diagnosticeres som BV, mens ca. 29% af infektioner diagnosticeres som svampeinfektion. Det er almindeligt, at kvinder forveksler de to typer med hinanden.

KONSULTER STRAKS DIN LÆGE HVIS DU HAR ET ELLER FLERE AF FØLGENDE SYMPTOMER

Der kan være visse vaginale lugte, der kan indikere andre problemer. Konsulter din læge, hvis du bemærker en lugt, som du ikke genkender, eller hvis du oplever udfåd, smerte, ubehag eller andre symptomer, som bekymrer dig.

BV er den mest almindelige form for vaginal infektion. BV er en alvorlig risikofaktor ved graviditet og kan føre til for tidlig fødsel, lav fødselsvægt og postpartum endometritis (infektion i livmoder). BV er også blevet forbundet med underlivsbetændelse, urinveisinfektion og en øget risiko for at få seksuelt overførte sygdomme som klamydia og trichomonas.

BV giver ofte et rigeligt gråhvidt udfåd og en ubehagelig fiskelugt, der kan være forværet efter samleje. Mange beskriver udfådet som yoghurt-agtigt.

Svampeinfektion kan være meget ubehagelig. Symptomer er ofte en kløe og en brændende fornemmelse i skeden og ved kønslæberne, et hvidt udfåd der ligner hytteost, smerte under samleje og hævelse af kønslæberne.

 P.Q.S. Medical B.V.
P.O. Box 36
NL-1180 AA Amstelveen
The Netherlands

Produsent:
Lil' Drug Store Products, Inc.
1201 Continental Place NE
Cedar Rapids, IA 52402 USA

Nordisk distributør: Medlite AS
Pb 288, 3081 Holmestrand, Norge
Tel: +47 33 09 62 12 Faks: +47 33 09 62 13
e-mail: post@medlite.no

Kontakt i Sverige: CampusPharma AB
Tel: 031-20 50 20, info@campuspharma.se

Kontakt i Danmark: Props and Pearls Aps
Telefon 35251440, info@propsandpearls.com

RepHresh er et registrert varemerke eiet av Lil' Drug Store Products, Inc.
U.S. Patent 5,474,768; 5,968,500; 6,017,521;
©2009 Produceret i Storbritanien

CE 0120